



SilverPlug®

LO STRUMENTO PIÙ INTELLIGENTE PER SIGILLARE IL TUNNEL IMPLANTARE.

COS'È SILVERPLUG®?

SilverPlug® è l'UNICO Sigillante Attivo specifico brevettato, registrato e certificato in tutto il mondo per sigillare il tunnel di accesso alla vite di serraggio tra la componente protesica e l'impianto.

SilverPlug® è un dispositivo medico di Classe IIA costituito da un polimero contenente ZEOLITE D'ARGENTO, un antibatterico naturale. Non rilascia argento nel corpo.

SilverPlug® riduce drasticamente la percentuale di batteri anaerobi all'interno del tunnel di accesso alla vite di serraggio tra la componente protesica e l'impianto, che è una delle principali cause della perimplantite.



PERCHÉ USARE SILVERPLUG®?

Sotto carico, gli impianti sono soggetti a micromovimenti meccanici che generano un effetto di aspirazione simile a una pompa, che risucchia la saliva dalla bocca all'interno del tunnel di accesso alla vite di serraggio.

Materiali di riempimento NON CERTIFICATI (cemento provvisorio, pellet di cotone, guttaperca, teflon o cera) creano un ambiente in cui le condizioni di temperatura, nutrimento e anaerobiosi sono ideali per la proliferazione di batteri anaerobi dannosi.


Queste colonie di batteri hanno a disposizione un volume maggiore della più profonda tasca parodontale possibile.

Di conseguenza, per OGNI impianto posizionato, con diversi gradi di intensità, si osservano questi fenomeni:

- Perdita ossea crestale
- Tessuti molli infiammati e sanguinanti
- Cattivo odore

PER OLTRE IL **20%** DEGLI IMPIANTI, QUESTO PORTA ALL'INSORGENZA DELLA **PERIMPLANTITE** NEL MEDIO PERIODO, CON PERDITA TOTALE DELL'IMPIANTO.

TUNNEL IMPLANTARE



TASCHE PARODONTALI



SICUREZZA ATTENZIONE AGIRE SUBITO RISCHIO ELEVATO DI PERDITA DEL DENTE

PROFONDITÀ DELLA TASCA

